

Aplikace SOEHNLE CONNECT v novém


CO JE NOVÉHO

Synchronizaci se zařízením provedete manuálním stisknutím tohoto tlačítka

Klepnutím na vybranou ikonku přejdete na detail konkrétní hodnoty (beze změny).
šedá = dnes není k dispozici žádná naměřená hodnota
barevná = dnešní hodnota je již v aplikaci
Přímo se vyberte den, týden, měsíc,...

Pořadí dlaždic lze nyní změnit dlouhým stiskem a přesunutím na novou pozici.

Zde můžete najít číslo verze aplikace



Zde v budoucnu naleznete užitečné tipy a informace v němčině / angličtině

Přechod na řídicí panel, který byl dříve úvodní stránkou. Pokud jste na něj byli zvyklí, klikněte sem a dostanete se do něj. Zde můžete také synchronizovat data pomocí zatáhnutí panelu dolů pro aktualizaci dat.

Pro připojená zařízení. Nastavení lze provést zde zatažením zařízení doleva.

Přechod do hlavní nabídky. V kategorii „Průvodce Aplikací“ můžete zahájit prohlídku důležitých funkcí aplikace.